

REF GH-04150

Latex-Free

Femoral Artery Catheterization Set

ARROW®

Jeu de cathétérisme pour l'artère fémorale

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser grièvement ou de tuer le patient. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou endommagé. **SANS LATEX**

Besteck zur Katheterisierung der Femoralarterie

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. **LATEXFREI**

Set per cateterismo dell'arteria femorale

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocarne la morte. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. **SENZA LATTICE**

Conjunto de Cateterização da Artéria Femoral

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. **SEM LÁTEX**

Conjunto para cateterización de arteria femoral

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. **SIN LATEX**

Set för lårbensartärkatetrering

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. **LATEXFRI**

Catheter Diameter: 20 Ga., 1.1 mm

Contents:

- One: Indwelling Catheter: 20 Ga. x 8" (20 cm) Radiopaque Polyurethane with Integral Suture Wing
- One: Spring-Wire Guide: .025" (.64 mm) dia. x 17-13/16" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other)
- One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) RW

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

 Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



HH-04150-1338 (2021-03)

ARROW®
INTERNATIONAL

REF GH-04150

20^{Ga.}

20^{cm}
catheter length

.025 inch dia.
spring-wire guide

Femoral Artery Catheterization Set

Peel to Open
LATEX-FREE