

REF Product No. AK-09001

LATEX-FREE

Peritoneal Lavage Kit

ARROW®

Contents:

One: Peritoneal Lavage Catheter: 8 Fr. x 9-1/4" (23.5 cm) FEP Radiopaque with Side Holes
One: Spring-Wire Guide: .035" (.89 mm) dia. x 17-13/16" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End — "J" Tip on Other)
One: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
One: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
One: Injection Needle: 22 Ga. x 1-1/2" (3.81 cm)
One: Injection Needle: 25 Ga. x 1" (2.54 cm)
Two: Syringes: 5 cc Luer-Slip
One: Drape: 18" x 26" with 3" fenestration
One: CSR Wrap
Two: Gauze Pads: 2" x 2"
Four: Gauze Pads: 4" x 4"
One: Tubing Set: Fluid Administration with Roller Clamp
One: Scalpel: #11

Rx only.

Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Do not use if package has been previously opened or damaged. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication. Single use — do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide.

This product contains **NO** natural rubber latex.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Authorized EC-representative:
Arrow Deutschland GmbH
Postfach 1352
85423 Erding, Germany



Kit de lavage péritonéen

Attention : Lire tous les avertissements, précautions, et toutes les instructions figurant sur la notice avant usage. Le non-respect de cette instruction risquerait de blesser gravement ou de tuer le patient. Stérile. Ne pas utiliser si le paquet a été ouvert ou est endommagé. Les composants du circuit de passage du liquide ne sont pas pyrogènes. Ne contient pas de médicament. Détruire après usage — ne pas restériliser. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. **SANS LATEX**

Ausstattung zur peritonealen Spülung

Warnung: Vor Gebrauch, alle der Packung beigefügten Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Patienten führen. Steril. Falls die Packung zuvor geöffnet wurde oder beschädigt ist, Inhalt nicht benutzen. Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel. Nur zum einmaligen Gebrauch — nicht erneut sterilisieren. Mit Ethylenoxid sterilisiert. Gefertigt nach GMP. **LATEX FREI**

Kit per il lavaggio peritoneale

Attenzione: prima dell'uso leggere tutte le avvertenze, precauzioni, e le istruzioni dell'inserito. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni al paziente e persino provocare la morte. Sterile. Non usare se la confezione è stata precedentemente aperta o appare danneggiata. I componenti lungo il percorso del fluido non sono pirogeni. Non contiene farmaci. Monouso — non risterilizzare. Sterilizzato con ossido di etilene. **SENZA LATTICE**

Kit de Lavagem Peritonea

Aviso: Antes de utilizar, ler todas as advertências, precauções e instruções contidas na embalagem de expedição. A não observação destas instruções poderá resultar em ferimentos graves no paciente ou morte. Estéril. Não utilizar se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada. Os componentes da via de fluidos são apirogênicos. Não contém medicação. Para uma única utilização — não reesterilizar. Esterilizado com óxido de etileno. **SEM LÁTEX**

Juego de lavado peritoneal

Aviso: Antes de usar el dispositivo, lea todas las advertencias, precauciones, e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente. Estéril. No utilizar si el paquete ha sido abierto o está dañado. Los componentes de conducción de líquidos son apirógenos. No contiene medicamentos. Desechable — no volver a esterilizar. Esterilizado con óxido etilénico. **SIN LÁTEX**

Uppsättning för peritoneal sköljning

Varning: Läs alla varningar, viktigt, och instruktioner i förpackningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga patientskador eller dödsfall. Steril. Använd ej om förpackningen har öppnats tidigare eller om den är skadad. Vätskebanekomponenter är icke feberframkallande. Innehåller inget läkemedel. Engångsbruk — omsterilisera ej. Steriliserad med etylenoxid. **LATEXFRI**

IK-09001-1000 (3/03)

ARROW
INTERNATIONAL

REF Product No. **AK-09001** **8 Fr.** **23.5** cm catheter length **.035** inch dia. spring-wire guide

Peritoneal Lavage Kit

Peel to Open
LATEX-FREE